

# smartrestoremovesession

Der Menübefehl **smartrestoremovesession** ist ein Befehl des [PrimusSmartCopy Addins](#) um eine komplette Verschiebesession rückgängig zu machen. Die Verschiebesession muss die letzte SmartCopy Session sein die auf diesem Rechner ausgeführt wurde. Es besteht keine Möglichkeit eine bestimmte Verschiebesession auszuwählen. Wegen möglicher Veränderung an den Daten nach dem Verschieben, ist es nicht empfehlenswert eine ältere Verschiebesession zu einem späteren Zeitpunkt einfach rückgängig zu machen.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
1 SEInterface.seReplaceDocRef	Statischer Parameter

## Sichtbarkeit im Menü

Damit der Menüeintrag nur angezeigt wird wenn keine SmartCopy Session aktiv ist, muss dieser mit dem Attribut `visible` und der entsprechenden [Bedingung](#) sichtbar gemacht werden. Dafür stellt das PrimusSmartCopy Addin folgende interne [Bedingungen](#) zur Verfügung. Im Beispiel muss zusätzlich noch die STRG-Taste gedrückt werden damit der Befehl sichtbar wird.

## Beispiel

```
<smartRestoreMoveSession addin="PrimusSmartCopy"
visible=" 'CALL(PrimusSmartCopy.IsSessionActive)==FALSE' AND 'CALL(IsCtrlKey) ' "
enabled="TRUE" parameter="SEInterface.seReplaceDocRef" text="Verschieben
rückgängig machen" icon="" />
```

## Siehe auch

- [smartCopySetRec](#)
- [smartcopyignore](#)
- [smartcopyignorerec](#)
- [smartcopybreaksession](#)
- [smartCopyRenameDir](#)

[Menübefehl](#), [GUI](#), [Addin](#), [SmartCopy](#)

Last update:

2023/04/14 11:54 primus:smartrestoremovesession <https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartrestoremovesession&rev=1681473269>

---

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartrestoremovesession&rev=1681473269>

Last update: **2023/04/14 11:54**

